

# Inbetriebnahme-Booklet Start-up booklet

Version 4.40 06/2019

# mobee 360





## Inhalt / Contents

<b>Anleitung DE</b>	Seite
1. Das sollten Sie vorab wissen	4
2. Systemanforderungen	5
3. Wichtige Sicherheitshinweise	6
4. Damit Ihr System optimal funktioniert	6
5. Installation	6
6. Aktivierung	7
7. Hilfe	7
8. Spezielle Informationen für Nutzer der Systeme <b>mobee®med</b> & <b>mobee®fit</b>	8
9. Ist Ihr Set vollständig?	9

<b>Manual EN</b>	Page
1. First, you should know	10
2. System requirements	11
3. Important safety instructions	12
4. For a properly functioning system	12
5. Installation	12
6. Activation	13
7. Help	13
8. Special information for users of <b>mobee®med</b> & <b>mobee®fit</b> systems	14
9. Is your set complete?	15



## Inbetriebnahme-Booklet

Vielen Dank für den Erwerb eines Produkts aus der **mobee 360** Plattform!

### 1. Das sollten Sie vorab wissen:

Dieses Inbetriebnahme-Booklet wird Sie Schritt für Schritt mit Ihrem neuen Produkt vertraut machen. Es handelt sich jedoch nicht um die vollständige Produktdokumentation. Diese wird zusammen mit der Software in einem digitalen Benutzerhandbuch zur Verfügung gestellt.

Dieses Booklet beschränkt sich auf die Informationen und Schritte, die **vor** der Inbetriebnahme des Systems nötig sind.

Damit schonen wir die Umwelt und sorgen dafür, dass Sie im Falle von Updates und Änderungen immer über das neueste Handbuch verfügen.

## 2. Systemanforderungen – Was muss Ihr PC können?

Für die problemlose Anwendung der Software benötigen Sie einen Windows®-kompatiblen PC. Ihr System sollte die folgenden Mindestanforderungen erfüllen:

- CPU (= Rechnerleistung) 2 GHz
- RAM (= Arbeitsspeicher) 4096 MB
- Anzeigauflösung mind. 1280x720 / empfohlen: 1920x1080
- 5 GB freier Festplattenspeicher
- mind. 1 freier USB-Steckplatz
- PDF Reader zur Anzeige von Ausdrucken und der digitalen Benutzerdokumentationen

Zur Verwendung der Software sind Betriebssysteme ab Windows 7 erforderlich / empfohlen: Windows 10.



### **3. Sicherheitshinweise - Finger weg von:**

- Beschädigten Kabeln oder Steckern
- Geräten mit beschädigtem Gehäuse
- Ladegeräten, die nicht zum Set gehören
- Eigenen Akku-Tauschversuchen  
(bei Geräten mit fest verbautem Akku)

Wenden Sie sich in diesen Fällen unbedingt an Ihren Verkäufer.

### **4. Damit Ihr System optimal funktioniert und länger lebt:**

- Vermeiden Sie Stürze und andere gewaltsame Einwirkungen.
- Führen Sie keine andere Art von Desinfektion als Wischdesinfektion durch.
- Beachten Sie die Transport-, Lagerungs- und Benutzungshinweise der jeweiligen Produktdokumentation.

### **5. Installation:**

- Die Software befindet sich auf dem mobee®360 USB-Medium.
- Stellen Sie sicher, dass Sie ausreichende Rechte auf dem PC besitzen, auf dem installiert werden soll!

## 6. Aktivierung

- Der zur Aktivierung erforderliche Lizenzschlüssel befindet sich auf dem mobee®360 USB-Medium.
- Bewahren Sie das Dokument sorgfältig auf! Es enthält unter anderem Ihre Kundennummer (Lissy-ID), die Sie zur Inanspruchnahme der Support-Hotline benötigen.

## 7. Hilfe

Auf unserem YouTube Kanal "mobee®360 - Digitale Assessments für Gesundheitsmacher" finden Sie diverse Anleitungen, z.B. zur Aktivierung der Software.

In der Software selbst finden Sie ebenfalls Anleitungen und Supportdokumente unter mobee®360 > Hilfe

### 7.1 Hilfe durch Vertriebspartner

Je nach Land und Vertrag stehen Ihnen gegebenenfalls Service-Leistungen zur Inbetriebnahme Ihres Systems und zur Einweisung in die Benutzung zur Verfügung. Fragen Sie Ihren Verkäufer nach den entsprechenden Möglichkeiten.

### Inhalt des USB-Mediums

- Software
- Lizenzschlüssel (pdf-Dokument)
- Hilfe-Dokumente (FAQ etc.)  
Ordner "Data" > Documents
- Basis-Marketing-Kit



## 8. Spezielle Informationen für Nutzer der Systeme mobee<sup>®</sup>med & mobee<sup>®</sup>fit

### Der Inhalt Ihres mobee<sup>®</sup>-Sets...Alles da?

Folgende Bestandteile sollten Sie neben diesem Booklet erhalten haben:

- 1 mobee-Messgerät (**med:** blau, **fit:** orange)
- mobee-PC-Software auf mobee<sup>®</sup>360 USB-Medium
- 3 elastische Befestigungsgurte & je ein Gurt-Clip
- 1 USB-Funkstick zur Drahtloskommunikation (mobee com)
- 1 Ladekabel USB auf Micro-USB
- 1 Netzstecker 230V mit USB-Anschluss  
(dieses Zubehör kann länderspezifisch entfallen)
- 1 USB-Verlängerung 2.0 A-A, 180cm
- 1 Transportkoffer



## 9. Ist Ihr Set vollständig?

Wenn ja, machen Sie mit dem nächsten Schritt weiter.

Wenn etwas fehlen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer.

### **Hinweis:**

Die USB-Verlängerung befindet sich im Kofferdeckel hinter der Schaumstoffabdeckung!



Laden Sie den Akku des mobee® Messgeräts vor der Inbetriebnahme des Systems mithilfe des mitgelieferten USB-Ladesystems auf.

Öffnen Sie zum Einstecken des Ladekabels vorsichtig den Gummistopfen am unteren Rand des Messgeräts.

Der Akku ist vollständig geladen, wenn beide LEDs des Messgeräts durchgehend leuchten.



## Start-up booklet

Thank you for purchasing a product of the **mobee**<sup>360</sup> platform!

### 1. First, you should know:

This start-up booklet will familiarize you with your new product step by step.

However, it does not represent a complete product documentation. It is provided together with the software in a digital user manual.

This booklet is limited to the information and steps necessary **before** starting to work with the system.

In this way, we protect the environment and ensure that you always have the latest user guide at hand in case of any updates and changes.

## 2. System requirements - what your PC needs:

You will need a Windows®-compatible PC to use the software. Moreover, your system should meet the following minimum requirements:

- CPU (= computer performance) 2 GHz
- RAM (= random access memory) 4096 MB
- Min. display resolution 1280x720
- 3 GB of available hard disk space
- min. 1 free USB slot
- PDF Reader for displaying printouts and digital user documentation

A Windows 7 operating system and newer is required to use the software.



### **3. Important safety instructions – keep away from:**

- Damaged cables or plugs
- Devices with damaged body
- Charging devices not belonging to the set
- Own attempts at battery change  
(on devices with permanently installed battery)

In these cases, please contact your distributor!

### **4. For a properly functioning and durable system:**

- Avoid dropping or hitting the device.
- Apart from wipe disinfection, do not perform any other type of disinfection.
- Observe the transport, storage and use instructions in the respective product documentation.

### **5. Installation:**

- The software is located on the mobee®360 USB drive.
- Make sure that you have sufficient administrator rights for the PC on which you want to install the software!

## 6. Activation

- The license key required for activation can be found on the mobee<sup>®</sup>360 USB drive.
- Store the document in a safe place! Among other things, it contains your customer number (Lissy ID), which you need to use the support hotline.

## 7. Help

On our YouTube channel "mobee<sup>®</sup>360 - Digitale Assessments für Gesundheitsmacher" you will find various instructions, e.g. how to activate the software.

You can also find instructions and support documents in your mobee<sup>®</sup> software under mobee<sup>®</sup>360 > Help.

### 7.1 Support from distribution partners

Depending on country and contract, you may be eligible for support services for your system start-up and for an introduction into the operation. Ask your distributor about possibilities.

### Content of the USB drive

- Software
- License key (pdf document)
- Help documents (FAQ etc.)  
"Data" folder > Documents
- Basic marketing kit





## 8. Special information for users of mobee®med & mobee®fit systems

### Contents of your mobee® set... is it complete?

In addition to the booklet, you should have received the following components:

- 1 mobee measuring device (**med:** blue, **fit:** orange)
- mobee PC software on USB device
- 3 elastic fastening belts, each with one belt clip
- 1 USB radio stick for wireless communication (mobee com)
- 1 charging cable USB to micro-USB
- 1 power plug 230 V with USB connection (country-specific, this part may not be included)
- 1 USB extension cable 2.0 A-A, 180 cm
- 1 transport case

## 9. Is your set complete?

If so, continue with the next step.

In case something is missing, please consult your distributor.

### **Please note:**

The USB extension cable is located in the case lid behind the foam cover!



Fully charge the battery of the mobee® device with the supplied USB charging system before you start up the system.

To plug in the charging cable, carefully open the rubber plug at the bottom edge of the measuring device.

The battery is fully charged when both LEDs of the measuring device are continuously illuminated.

# mobee 360



SportMed AG  
Soci t  anonyme

46, route de Wasserbillig • L-6490 Echternach  
www.mobee.de • info@mobee.de